

Anti-Ube2N/Ubc13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61088

Artikelnummer: CM0004286

Einführung

Dieser Ube2N/Ubc13 Kaninchen monoklonale Antikörper erkennt menschliches, murines und rattiges Ube2N (17 kDa), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Untersuchung des Ubiquitin-konjugierenden Enzyms E2 N in DNA-Reparatur- und Immunsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ube2N/Ubc13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7334
GenID	7334
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Ube2N/Ubc13 (P61088) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61088
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel