


Anti-Ube2N/Ubc13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61088

Artikelnummer: CM0016253



Einführung

Ube2N/Ubc13 Rabbit pAb zielt auf das Ubiquitin-konjugierende Enzym E2 N (P61088) ab. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu DNA-Reparatur, Ubiquitinierung und Zellsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ube2N/Ubc13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Spezies	Human
GeneID (human)	7334
GeneID	7334
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-152 von humanem Ube2N/Ubc13 (NP_003339.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61088
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche