

Anti-Ube20 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Artikelnummer: CM0019554



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch auf humanes UBE20 (E2-230K, 141 kDa) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen abzielt. Ein zentrales Werkzeug zur Erforschung der Ubiquitin-Konjugation, der TRAF6-vermittelten NF-kB-Signalübertragung und der BMP7-vermittelten Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE20 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	E2-230K; UBE20
Spezies	Human
Gen-ID	63893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1073-1292 von humanem UBE20 (NP_071349.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9C0C9
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Kühlakku