

Anti-Ube2O-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0C9

Artikelnummer: CM0018313



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UBE2O (E2-230K), KO-validiert. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA; reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Untersuchungen zur Ubiquitin-Konjugation, Zelladhäsion und zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	[KO-validiert] UBE2O-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	E2-230K; 20
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63893
Gen-ID	63893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1073-1292 des humanen UBE2O (NP_071349.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0C9
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Kühlakku