

Anti-Ube2Q2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvn8

Artikelnummer: CM0027980



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2Q2, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines UBE2Q2 mit einem Molekulargewicht von 43 kDa. Ideal für die Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2Q2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBE2Q2
Spezies	Human
GeneID (Human)	92912
GeneID	92912
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem UBE2Q2 (NP_775740.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8WVN8
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche