

## Anti-Ube2R2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q712K3

Artikelnummer: CM0030064



### Einführung

UBE2R2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Ubiquitin-konjugierendes Enzym E2 R2 (27 kDa, UniProt Q712K3), beteiligt am Ubiquitin-Weg. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBE2R2 Kaninchen pAb                                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2                                                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 54926                                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 54926                                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-238 von menschlichem UBE2R2 (NP_060281.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                           |
| SWISS             | Q712K3                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 27kDa                                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                     |