

Anti-Ube2S Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16763

Artikelnummer: CM0026899



Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UBE2S, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der APC/C-vermittelten Ubiquitinierung und des mitotischen Fortschritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2S Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
Spezies	Human
GeneID (Human)	27338
GeneID	27338
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-222 von humanem UBE2S (NP_055316.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16763
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eistasche