

Anti-Ube2S Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - Q16763

Artikelnummer: CM0021517



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches UBE2S gerichtet ist, ein an der Zellzyklusregulation und dem Proteinabbau beteiligtes Ubiquitin-konjugierendes Enzym. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] UBE2S Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
Spezies	Mensch
GenID	27338
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 122-221 von menschlichem UBE2S (NP_055316.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16763
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel