

Anti-Ube2T Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npd8

Artikelnummer: CM0028397



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2T, validiert für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von DNA-Reparatur und Fanconi-Anämie. Molekulargewicht: 23 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2T Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29089
Gen-ID	29089
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-197 des humanen UBE2T enthält (NP_054895.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPD8
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel