


Anti-Ube2V1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13404

Artikelnummer: CM0029161



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Anti-UBE2V1-Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-UBE2V1, einem Schlüsselmediator der K63-verknüpften Ubiquitinierung und NF-kB-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2V1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7335
GeneID	7335
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13404
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eistasche