

Anti-Ube2V2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15819

Artikelnummer: CM0027473



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UBE2V2 (MMS2/UEV2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Ubiquitinierungs- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2V2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVit-1; UBE2V2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7336
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-145 von humanem UBE2V2 entspricht (NP_003341.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15819
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eistasche