

Anti-Ube2Z Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H832

Artikelnummer: CM0028608



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes UBE2Z (Ubiquitin-konjugierendes Enzym E2 Z) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Ubiquitinkonjugation und Apoptoseregulierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2Z Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	USE1; HOYS7; UBE2Z
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65264
GenID	65264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 115-354 des humanen UBE2Z (NP_075567.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H832
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel