


Anti-Ube4B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95155

Artikelnummer: CM0003330



Einführung

Anti-UBE4B Kaninchen Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Entwickelt für Studien zum Ubiquitin-Proteasom- und Muskelproteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE4B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10277
Gen-ID	10277
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem UBE4B (O95155) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95155
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel