

Anti-Ube4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095155

Artikelnummer: CM0020496



Einführung

UBE4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA erkennt menschliches und murines UBE4B, einen Ubiquitin-Konjugationsfaktor E4 B, der an der Protein-Ubiquitinierung und der Myosin-Zusammenlagerung beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu Neurodegeneration und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE4B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10277
GenID	10277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-250 von menschlichem UBE4B (NP_006039.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095155
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel