

Anti-Ubiad1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Artikelnummer: CM0017514

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UBIAD1 (TERE1), ideal für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der Biosynthese von Menachinon-4 und Coenzym Q10.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBIAD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29914
Gen-ID	29914
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen UBIAD1 (NP_037451.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5Z9
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku