

Anti-Ubiad1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5Z9

Artikelnummer: CM0028806

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches UBIAD1 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt eine 37 kDa-Bande. Untersuchen Sie die Biosynthesewege von Menaquinon-4 und Coenzym Q10.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBIAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29914
Gen-ID	29914
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem UBIAD1 (NP_037451.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Z9
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel