

Anti-Ubiquilin-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uhd9

Artikelnummer: CM0029004



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Ubiquilin-2 (UBQLN2) gerichtet ist, für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung von Ubiquitin-Proteasom-, Autophagie- und ERAD-Wegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBQLN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29978
Gen-ID	29978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von humanem UBQLN2 (NP_038472.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHD9
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel