


Anti-Ubiquitin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P0CG47

Artikelnummer: CM0002531



Einführung

Anti-Ubiquitin kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte mit vorausgesagter breiter Kreuzreaktivität. Geeignet für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-System und zur Zellsignalisierung. Bezogen über CamelBios One-Stop-IVD-Plattform.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ubiquitin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-50; Ubiquitin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7314
Gen-ID	7314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-228 von menschlichem Ubiquitin (AAH46123.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	P0CG47
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel