


Anti-Ubiquitin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg47

Artikelnummer: CM0006786



Einführung

Ubiquitin Kaninchen mAb (P0CG47) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spezies: Mensch, Maus. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Untersuchung von Polyubiquitin-Ketten in Proteasom, DNA-Reparatur und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ubiquitin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-50; Ubiquitin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7314
Gen-ID	7314
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem Ubiquitin (NP_061828.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P0CG47
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel