


Anti-Ubl4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P11441

Artikelnummer: CM0028991



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes UBL4A, validiert für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. UBL4A ist eine Schlüsselkomponente des BAG6-Komplexes, der an der Proteinqualitätskontrolle und dem Transport von Tail-anchored Proteinen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBL4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8266
Gen-ID	8266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-157 von humanem UBL4A (NP_055050.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11441
Proteingewicht	18kDa
Versand	Kühlakkupack