

Anti-Ubl5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzl1

Artikelnummer: CM0024427



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes UBL5 (HUB1) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA. UBL5 ist am prä-mRNA-Spleißen, dem Schwesterchromatid-Zusammenhalt und dem Fanconi-Anämie-Signalweg beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUB1; UBL5
Spezies	Human
GeneID (Human)	59286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-73 von humanem UBL5 (NP_077268.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BZL1
Protein-Gewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel