


## Polyklonaler Anti-Ubqln3-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9H347

Artikelnummer: CM0020919



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen UBQLN3 (Ubiquilin-3). Validiert für WB, IF-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung testisspezifischer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBQLN3-Kaninchen-pAb                                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | TUP-1; UBQLN3                                                                                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 50613                                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 306-620 des menschlichen UBQLN3 (NP_059509.1) entsprechende Sequenz enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                             |
| SWISS             | Q9H347                                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 71 kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                                        |