

## Anti-Ubqln4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrr5

Artikelnummer: CM0019112

### Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen UBQLN4, ein Regulator der proteasomalen Degradation und DNA-Reparatur. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-System und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBQLN4 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Anmerkungen/Alias | A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 56893                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 56893                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 366-432 des menschlichen UBQLN4 (NP_064516.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | Q9NRR5                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 64kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |