

Anti-Ubr5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095071

Artikelnummer: CM0015693



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes UBR5 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase), validiert für Western Blotting und ELISA. Für Forschung zu Proteinqualitätskontrolle, Wnt-Signalweg und DNS-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBR5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51366
GenID	51366
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095071
Proteingewicht	309 kDa
Versand	Eisbeutel