


## Anti-Ubtf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17480

Artikelnummer: CM0029670



### Einführung

Anti-UBTF Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ribosomalen RNA-Genregulation und nukleolären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | UBTF Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Aliase | UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF                                                                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)     | 7343                                                                                                                       |
| GenID              | 7343                                                                                                                       |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-440 des humanen UBTF (NP_055048.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS              | P17480                                                                                                                     |
| Proteingewicht     | 89 kDa                                                                                                                     |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                  |