

Anti-Uchl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15374

Artikelnummer: CM0030318



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UCHL3, ein Deubiquitinierungsenzym. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unterstützt Studien zu Ubiquitin-abhängigen Prozessen und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCHL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UCH-L3; UCHL3
Spezies	Human
Gen-ID	7347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem UCHL3 (NP_005993.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15374
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eistasche