

Anti-Uchl3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15374

Artikelnummer: CM0003664



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches UCHL3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte UCHL3. Geeignet für die Forschung an Deubiquitinierungsenzymen und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCHL3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	UCH-L3; UCHL3
Spezies	Mensch
GenID	7347
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem UCHL3 (NP_005993.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15374
Proteinmasse	26kDa
Versand	Eisbeutel