


Anti-Uchl5 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5K5

Artikelnummer: CM0029027



Einführung

UCHL5 Kaninchen Poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Ubiquitin-Carboxyl-Terminal-Hydrolase-Isozym L5, eine Deubiquitinierungsenzym im Proteasom und INO80-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCHL5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51377
GeneID	51377
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-328 des menschlichen UCHL5 (NP_001186190.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5K5
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eispackung