

Anti-Uckl1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwz5

Artikelnummer: CM0024680

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes UCKL1 (Uridin-Cytidin-Kinase-ähnlich 1), kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA. Geeignet für Forschung zu Nukleotidmetabolismus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCKL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UCK1L; URKL1; UCKL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54963
Gen-ID	54963
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen UCKL1 (NP_060329.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWZ5
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel