

Anti-Ucp1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10861

Artikelnummer: CM0018842

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen UCP1 (Mitochondriales Entkopplungsprotein 1 des braunen Fettes, Thermogenin). Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Maus. Geeignet für metabolische Forschung und Thermogenese-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Mitochondriales Entkopplungsprotein 1 des braunen Fettes
Art	Schwein
Gen-ID (Mensch)	7350
Gen-ID (Schwein)	281561
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von Rinder-UCP1 entspricht (NP_001160000.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10861
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel