

Anti-Ucp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Artikelnummer: CM0003725



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches UCP1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Thermogenese, Energiehaushalt und Mechanismen von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7350
Gen-ID	7350
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem UCP1 (NP_068605.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P25874
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel