

Anti-Ucp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P12242

Artikelnummer: CM0008557

Einführung

Erkennt spezifisch das entkoppelnde Protein 1 des mitochondrialen braunen Fettes (UCP1/Thermogenin) mit hoher Affinität. Ideal für die Untersuchung von Thermogenese, Energiehaushalt und braunem Fettgewebe in Maus- und Rattenmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	Ucp; Slc25a7
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7350
Gen-ID	22227
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von Maus-UCP1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12242
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel