

Anti-Ucp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25874

Artikelnummer: CM0025358



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches UCP1 (Thermogenin), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt endogenes UCP1 in menschlichem, murinem und rattem braunem Fettgewebe. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7350
GenID	7350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem UCP1 (NP_068605.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25874
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel