

Anti-Ucp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P25874

Artikelnummer: CM0028632



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UCP1 (Thermogenin), validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 154-253 abdeckt. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Thermogenese und des braunen Fettgewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Spezies	Human
Gen-ID	7350
Immunogen	Rekombinantes Protein / Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 154-253 von humanem UCP1 entspricht (NP_068605.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P25874
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel