

Anti-Ucp1+Ucp3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P12242 / P56501

Artikelnummer: CM0003584

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus UCP1 und UCP3, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Fettgewebe- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP1+UCP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	7350/7352
Gen-ID	22227/22229
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12242/P56501
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel