

Anti-Ucp2 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P55851

Artikelnummer: CM0025067

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das gegen UCP2 (Entkopplungsprotein 2) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für Forschungsanwendungen bei Studien zu mitochondrialem Stoffwechsel, oxidativen Stress und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7351
GenID	7351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 112-211 des menschlichen UCP2 (NP_003346.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonales Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55851
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel