

Anti-Ucp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55916

Artikelnummer: CM0024687

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-UCP3-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist das 34 kDa mitochondriale Uncoupling-Protein 3, das mit Adipositas, Diabetes und Stoffwechselregulation in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLC25A9; UCP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7352
GenID	7352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem UCP3 (NP_073714.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55916
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel