

Anti-Ue2B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63146

Artikelnummer: CM0002836



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches UBE2B (RAD6B), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg und der DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7320
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 53-152 von menschlichem UBE2B (P63146) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63146
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel