

Anti-Ufc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3C8

Artikelnummer: CM0007227



Einführung

Anti-UFC1 monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten-UFC1, ein zentrales E2-ähnliches Enzym im Ufmylation-Signalweg. Geeignet für Forschung zu Ribosomen-Rezyklierung, DNA-Schadensantwort und ER-Phagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NEDSG; HSPC155; UFC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51506
Gen-ID	51506
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von menschlichem UFC1 (NP_057490.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3C8
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel