


Anti-Ufd1L Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q92890

Artikelnummer: CM0025429



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes UFD1L (Ubiquitin-Fusionsabbbauprotein 1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Forschung im Bereich ER-assoziiierter Abbau und Ubiquitin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFD1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UFD1L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7353
GenID	7353
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-307 des menschlichen UFD1L (NP_005650.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92890
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel