


Anti-Ufd1L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Artikelnummer: CM0029689



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UFD1L, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. UFD1L ist an ER-assoziiertem Abbau und mitotischer Regulation beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFD1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UFD1L
Spezies	Human
GeneID (human)	7353
GeneID	7353
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92890
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel