


Anti-Ufl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94874

Artikelnummer: CM0021580



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UFL1 (E3 UFM1-Protein-Ligase 1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Ufmylierung, ER-Stress und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	23376
GeneID	23376
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 601-794 von humanem UFL1 (NP_056138.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94874
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel