


Anti-Ufm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Artikelnummer: CM0021867



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UFM1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Eingesetzt in der Ufmylierungs-, Ribosomenbiologie- und ER-Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFM1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51569
Gen-ID	51569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-63 des humanen UFM1 entspricht (NP_057701.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61960
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Kühlakku