


Anti-Ugdh Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - O60701

Artikelnummer: CM0014653



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen UGDH (UDP-Glucose 6-Dehydrogenase), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines UGDH, ein Schlüsselenzym bei der Glykosaminoglykansynthese, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7358
GenID	7358
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60701
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel