

Anti-Uggt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nyu2

Artikelnummer: CM0028176

Einführung

Hochwertiger Anti-UGGT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten UGGT1 (177 kDa), einen ER-Glykoprotein-Faltungs-Sensor. Ideal für ER-Stress- und Proteinqualitätskontrollforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGGT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56886
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1456-1555 von humanem UGGT1 (NP_064505.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYU2
Proteingewicht	177kDa
Versand	Eisbeutel