

Anti-Ugt1A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Artikelnummer: CM0029039

Einführung

Dieser kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes UGT1A1 (SWISS: P22309) ist geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für die UDP-Glucuronosyltransferase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT1A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54658
Gen-ID	54658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem UGT1A1 (NP_000454.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22309
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche