

Anti-Ugt1A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Artikelnummer: CM0017770

Einführung

Kaninchens polyklonaler UGT1A1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt UDP-Glucuronosyltransferase 1A1 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Arzneimittelstoffwechsel, Bilirubinkonjugation und Toxizitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54658
GenID	54658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-200 von menschlichem UGT1A1 (NP_000454.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22309
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel