

Anti-Ugt1A1 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P22309

Artikelnummer: CM0006840

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UGT1A1, geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Relevant für Studien zum Phase-II-Arzneimittelstoffwechsel, zur Bilirubin-Konjugation und zur Hormon-Glucuronidierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT1A1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54658
Gen-ID	54658
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P22309
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel