

Anti-Ugt2B10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36537

Artikelnummer: CM0028693



Einführung

Kaninchen-Anti-UGT2B10 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten UGT2B10 (61 kDa), eine Schlüssel-UDP-Glucuronosyltransferase der Phase II. Ideal für die Arzneimittelmetabolismus- und Entgiftungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT2B10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UDPGT2B10; UGT2B10
Spezies	Human
GeneID (Human)	7365
GeneID	7365
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36537
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche