


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Ugt2B17-Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O75795

Artikelnummer: CM0019624



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen das humane UGT2B17, ein Schlüsselenzym der Steroidhormon-Glucuronidierung. Validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zum Arzneistoffmetabolismus und endokrine Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT2B17 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7367
Gen-ID	7367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-200 des humanen UGT2B17 (NP_001068.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75795
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel